



LÍPO-X

Lipo-X

# CAVI + RF + Suction (Vacuum)

Kavitasyon & Vakum & Radyo Frekans

Multi Care System through Cavitation & Suction & RF

2 Farkı Fonksiyonel başlıkla bütün vucuda bakım yapabilirsiniz.



Vucut  
Şekillendirme



Kırışıklık  
Tedavisi



Sıkılaşıma



İnce Çizgi  
Açılımı



Kan Dolaşımı



V Line





# RF + Suction (Vacuum) + Cavi

## *Yeni Konsept Vücut bakımları*

1. Kavitasyonla yağ parçalama /
2. RF ile eritme /
3. Vakumla sıkılaşıma




Kavitasyon Başlığı

RF ve Vakum 3 Tip Başlık

## CAVITATION IS

Özel 27KHz ultrasonik dalga boyu vücutta hızlı basınç değişimi ve kavitasyon yapar. Yağın bakımını sağlamak için kontraksiyonu ve genişlemeyi sürekli bir stimülasyon olarak tekrarlayın.



- Bölgesel alandaki yağ azaltma için düşük ultrasonik dalga teknolojisi
- En gelişmiş mükemmel ultrasonik Sistem
- Yağ hücresi tahribatı yoluyla morarma, ağrı, yara izi olmadan cerrahi olmayan yağ kaldırma yolu

Lipo-X

Alın Kırışıklıkları

Göz Çevresi

Sarkık yanak

Nasolabial Kat

V line

Boyun Kırışıklıkları

Vücut Yağı

Kan Dolaşımı

Uygulama Alanları

# Vücut & Yüz Bakım Metodu

Selulit

Sarkık Toparlama




## Kavitasyon selülitin giderilmesinde neden etkili bir yoldur?

İnsanın protoplazma duvarı çok incedir ve diğer vücut hücrelerinin direncine sahip değildir. Yani kavitasyon, yağ hücresi zarını kırmak için kullanılır.

Kavitasyonun yarattığı mikro kabarcıklar dahili yüksek enerji içerir. Ve kabarcıklar içeriden kendi kendine patlar ve enerjiyi dağıtır.

Mikro kabarcıklar içeriden kendiliğinden patladığında, son darbe yüksek basınçla gelir ve yağ hücresi zarını kırmada etkili olur.

Mikro kabarcıkların oluşturduğu basınç artar, yağ ve hücre arasındaki boşluğu uyarır ve sıvı, vücudun dışındaki yağ drenajından gelir.




Yağ Dokusu





## Radio Frequency effect



### Lifting

**Göz çevresi, gülümseme çizgileri alın, boyun kırışıklıklarının iyileştirilmesi ve yaşlanma karşıtı**

Lenf dolaşımı, sitozol dolaşımı yoluyla kırışıklıkları ve atıkları giderin. Temiz cildi, gıdının elastikiyetini ve sarkan boynu güçlendirecek kolajeni oluşturur.

### Acne

**Siyah sivilce, sivilce izi, burun sebum ve ETC'nin giderilmesi**

Sebum salgısını kontrol etmek için yağ bezlerini normalleştirin, cildi yenileyin. Sivilce/sivilce izini rahatlatıcı etki gösterir.

### FACE Lifting

Cilt elastikiyetini artırarak, düğümlenen yüz kaslarını gevşeterek azaltma etkisi Hücre yenilenmesini aktive ederek cilt elastikiyetini artırır, yüz küçültme etkisi için düğümlenen yüz kaslarını gevşetir.

### Body shaping

**Vücut yağının derin ısıyla çözülmesini sağlar**

Hiçbir yan etkisi ve ağrısı yoktur. Selülitleri yakarak boyut küçültmede ve cilt elastikiyetini artırmada etkilidir.

## RF tedavisi nedir,

100.000Hz frekansının üzerindeki alternatif akıma Yüksek Frekanslı Akım HFC adı verilir. İnsan vücut dokusuna bir elektrik akımı uygulandığında titreşim aralığı iyonik Hareket, Elektrokimyasal Reaksiyon ve Elektrolitik Reaksiyon için çok kısadır. Ayrıca ısı enerjisine dönüşme özelliği de vardır. Tedavi sırasında sinirleri uyarmadığı için vücut dokusunun belirli bir bölümünü rahatsızlık vermeden veya kas kasılması olmadan ısıtabilir ve buna Diatermi denir.




Bu, bir elektrik akımının uygulanmasının ısının vücut dokusuna nüfuz etmesi anlamına gelir. RF tedavisi estetik alanında çok iyi araştırıldığından, elektrik veya elektronik enerji vücut dokularına zorlanırken, kan akış hızı, metabolizma, vücut dokusunun ısısı, hücre fonksiyonu, fonksiyonun iyileştirilmesi gibi çeşitli işlevlerle yağ yakımında etkilidir. Molekül titreşim sürtünmesinin yarattığı dönüşümlü ısı ile fibroblast ve Prensip ve fonksiyon etkilerini kullanarak, termoterapi ile obezite bakımı ve ağrının giderilmesinde uygulanır.





**Lipo-X RF Başlığı kolu vakum işleviyle birleştirilmiştir.** Derin ısı ve vakum ile cilt dokularının sıklaştırılması, çevredeki yağ dokusunun kasılması/gevşetilmesi ile cilt sıklaştırılması ve düğümlü kasların gevşetilmesi, lenf drenajı gibi avantajları vardır. Ayrıca çok fonksiyonlu başlığı sayesinde tedavi süresini kısaltır.



RF function



VACUUM function


## Power – RF

Cihaza, vücut dokusunda RF derin ısıyı oluşturan, metabolizmayı ve kan dolaşımını iyileştiren multi-bipolar RF uygulanır. Ağrı kesici, lenf dolaşımını teşvik ederek vücut atıklarının ve toksinin drenajı, hücreleri aktive etme, lipoliz ve cilt sıklaştırma ve ETC'de herhangi bir yara izi veya ağrı olmadan etkili bir tedavi olarak etkilidir.

## Power – Suction (VACUUM)

Güçlü vakum gücü ve ayarlanmış 9 seviyeli vakum seviyesi, vücuda fiziksel uyarı vererek kan dolaşımının iyileştirilmesini sağlar. 4 farklı vakum modu, biyokimyasal etkinin maksimum etkili RF tedavisini sağlar.





NO	NAME	EXPLANATION
1	Cavitation Level	1-10 LEVEL
2	TIME	MAX 30min
3	RF Level	1-9 LEVEL
4	VACUUM Level	1-9 LEVEL
5	MODE SELECT	A,B,C,D (VACUUM)

RF & VACUUM HANDLE

SIZE : Small, Medium, Large  
auto-identification